

Поликлональные Антитела Кролика Против Nab2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q15742

Артикул: CM0027528

введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против NAB2, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Направлены против белка NGFI-A-связывающего белка 2 человека и мыши — транскрипционного репрессора EGR1/EGR2. Идеально подходят для исследования регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NAB2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	MADER; NAB2
Вид	Человек
ID гена (человек)	4665
ID гена	4665
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-200 белка NAB2 человека (NP_005958.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15742
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Хладоэлемент