

Поликлональное Кроличье Антитело Против Nacc1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q96Re7

Артикул: CM0015356



введение

Поликлональное кроличье антитело против NACC1 для применения в Вестерн-блоттинге и иммуноферментном анализе. Перекрестно реагирует с NACC1 человека и мыши. Подходит для исследований транскрипционной репрессии и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NACC1 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	NAC1; BEND8; NAC-1; NECFM; BTBD30; BTBD14B; NACC1
Вид	Человек
ID гена (человек)	112939
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 170-340 белка NACC1 человека (NP_443108.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96RE7
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающими элементами