

Поликлональные Антитела Против Надфн-Оксидазы 4 (Nox4) Для Вб, Ифа - Q9Jhi8

Артикул: CM0026775

введение

Кроличьи поликлональные антитела к NOX4 мыши, подходящие для вестерн-блота и ИФА. Распознают NOX4 мыши и крысы — НАДФН-оксидазу, продуцирующую H2O2 и участвующую в редокс-сигнализации и клеточных реакциях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Надфн-оксидаза 4 (NOX4) кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	KOX; KOX-1; RENOX
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	50507
GeneID (Мышь)	50490
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 307-424 мышиной НАДФН-оксидазы 4 (NOX4) (NP_056575.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9JHI8
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	Холодильный пакет