

Поликлональное Антитело Против NADPH-Оксидазы 4 (Nox4) Для Wb, IHC-P, Elisa — Q9Nph5

Артикул: CM0018290

введение

Валидированное с помощью КО кроличье поликлональное антитело против NADPH-оксидазы 4 (NOX4), подходящее для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафин) и ELISA. Перекрёстно реагирует с NOX4 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований редокс-сигналинга и окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано с помощью КО] Кроличье поликлональное антитело к NADPH-оксидазе 4 (NOX4)
Примечания/синонимы	KOX; KOX-1; RENOX; 4)
Вид	Человек
GeneID (человек)	50507
GeneID	50507
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 328-578 NADPH-оксидазы 4 (NOX4) человека (NP_058627.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NPH5
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом