


Анти-Nae1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13564

Артикул: CM0030585



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела к NAE1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Мишень — регуляторная субъединица E1 активирующего фермента NEDD8, участвующая в неддировании и клеточном цикле.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NAE1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HPP1; ula-1; APPBP1; NEDF1H; A-116A10.1; NAE1
Вид	Человек
GeneID	8883 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого NAE1 (NP_003896.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13564
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом