

Анти-Naga Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - P17050

Артикул: CM0026694



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против NAGA, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Нацелено на альфа-N-ацетилгалактозаминидазу, лизосомальный фермент, критически важный для метаболизма гликолипидов. Перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NAGA кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	GALB; D22S674; NAGA
Вид	Человек
GeneID (человек)	4668
GeneID	4668
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 312-411 человеческого NAGA (NP_000253.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17050
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом