

Поликлональное Антитело Кролика Против N-Ags Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8N159

Артикул: CM0014392



введение

Поликлональное антитело кролика против N-AGS, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает N-ацетилглутаматсинтазу человека, мыши и крысы, митохондриальный фермент цикла мочевины. Идеально для исследований метаболических нарушений. - Q8N159

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против N-AGS
Примечания/Альтернативные названия	AGAS; ARGAs; NAGS
Вид	Человек
GeneID (человек)	162417
GeneID	162417
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 295-534 человеческой N-AGS (NP_694551.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N159
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом