

Поликлональное Антитело Кролика Против Nags - Q8N159

Артикул: CM0020472



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческой N-ацетилглутаматсинтазы (NAGS), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с образцами человека и мыши. Идеально для исследований мочевинового цикла и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	рAb кролика против NAGS
Примечания/Алиасы	NAGS; AGAS; ARGAs; N-ацетилглутаматсинтаза
Вид	Человек
ID гена	162417
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческой NAGS
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8N159
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	В пакете со льдом