

Кроличья Моноклональная Антитела К Naip Для Игх-П, Ифа - Q13075

Артикул: CM0002357



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела к NAIP, валидированные для иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИГХ-П) и ИФА. Реагируют с NAIP (BIRC1) человека и мыши. Идеально подходят для исследований апоптоза и инфламмасом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональные антитела к NAIP
Примечания/Синонимы	BIRC1; NLRB1; psiNAIP; NAIP
Вид	Человек
GeneID (человек)	4671
GeneID	4671
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 NAIP человека (Q13075)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13075
Молекулярная масса белка	160 кДа
Доставка	Холодовая упаковка