


Поликлональная Антитела Кролика Против Naip Для Вестерн-Блота, Ифа — Q13075

Артикул: CM0020912



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого NAIP (BIRC1/NLRB1), валидированные для Вестерн-блота и ИФА. Обнаруживают ингибитор апоптоза и датчик врожденного иммунитета, обладают перекрестной реактивностью с крысами. Идеально подходят для исследований нейронального апоптоза и инфламасомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NAIP кролик pAb
Примечания/Алиасы	BIRC1; NLRB1; psiNAIP; NAIP
Вид	Человек
GeneID (человек)	4671
GeneID	4671
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 750–850 человеческого NAIP (NP_075043.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q13075
Молекулярная масса белка	160 кДа
Доставка	Холодовой пакет