


Кроличье Моноклональное Антитело Против Na⁺/K⁺-Атфазы Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05023

Артикул: CM0003232



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на альфа-1 субъединицу Na⁺/K⁺-АТФазы человека (ATP1A1). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований ионного транспорта и мембранного потенциала.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против Na ⁺ /K ⁺ -АТФазы
Примечания/Альтернативные названия	CMT2DD; HOMGSMR2; Na ⁺ /K ⁺ -АТФаза
Вид	Человек
GeneID (человек)	476
GeneID	476
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 Na ⁺ /K ⁺ -АТФазы человека (P05023)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, иммунофлуоресценция на срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05023
Молекулярная масса белка	113 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом