


Кроличья Поликлональная Антитела Против Na⁺/K⁺-Атфазы Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P05023 / P50993 / P13637 / Q13733

Артикул: CM0022122



введение

Кроличья поликлональная антитела, нацеленная на альфа-1-субъединицу Na⁺/K⁺-АТФазы человека (ATP1A1). Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с крысой. Идеально подходит для исследований транспорта ионов и мембранного потенциала.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Na ⁺ /K ⁺ -АТФаза, кроличья пАнт
Примечания/Синонимы	ATP1A1, АТФаза Na ⁺ /K ⁺ транспортирующая альфа-1 субъединица, Na ⁺ /K ⁺ -АТФаза
Вид	Человек
GeneID	476/477/478/480
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 386-595 Na ⁺ /K ⁺ -АТФазы человека (NP_000692.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P05023/P50993/P13637/Q13733
Молекулярная масса белка	74 кДа/109 кДа/112 кДа/113 кДа
Доставка	Холодильный пакет