


Поликлональное Кроличье Антитело К Na⁺/K⁺-Атфазе Для ВБ - P05023

Артикул: CM0026181



введение

Поликлональное кроличье антитело к Na⁺/K⁺-АТФазе, валидированное для ВБ, IF-P, ИHC-P, ИФА у человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген, охватывающий aa 1-100 человеческого ATP1A1. Идеально подходит для изучения ионного транспорта, мембранного потенциала и неврологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Na ⁺ /K ⁺ -АТФаза, кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	CMT2DD; HOMGSMR2; Na ⁺ /K ⁺ -АТФаза
Вид	Человек
ID гена (человек)	476
ID гена	476
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 натрий-калий АТФазы человека (NP_000692.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05023
Молекулярная масса белка	113 кДа
Доставка	Холодильный пакет