

Моноклональное Антитело Против Nanog Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции (If-P), Elisa - Q9H9S0

Артикул: CM0006945



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Nanog, валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции (IF-P), ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным, крысиным белком. Подходит для исследований стволовых клеток и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Nanog Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	NANOG; Nanog
Вид	Человек
GeneID (Человек)	79923
GeneID	79923
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 153-305 человеческого Nanog (NP_079141.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция (IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H9S0
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом