


Поликлональное Антитело Кролика Против Nanog Для Wb, Elisa — Q80Z64

Артикул: CM0019063



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против NANOG мыши, валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA, с подтверждённой перекрёстной реактивностью с человеком. Идеально подходит для изучения плюрипотентности и самообновления эмбриональных стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NANOG Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ENK; Stm1; ecat4; 2410002E02Rik; NANOG
Вид	Мышь
Идентификатор гена (мышь)	71950
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160–305 NANOG мыши (NP_082292.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q80Z64
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом