

Кроличья Поликлональная Антитела Против Nanog Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9H9S0

Артикул: CM0026595



введение

Кроличьи pAb к Nanog — это поликлональные антитела, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА, с реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Нацелены на транскрипционный фактор NANOG, ключевой для плюрипотентности и развития стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к Nanog
Примечания/Альтернативные названия	NANOG; Nanog
Вид	Человек
GeneID (Человек)	79923
GeneID	79923
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-105 человеческого Nanog (NP_079141.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H9S0
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом