

Поликлональные Кроличьи Антитела К Nans Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nr45

Артикул: CM0028766



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого NANS, полученные с использованием рекомбинантного белка, соответствующего аминокислотам 260-359. Подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеальны для изучения метаболизма сиаловой кислоты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NANS кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	SAS; SEMDG; SEMDCG; HEL-S-100; NANS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54187
GeneID	54187
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 260-359 человеческого NANS (NP_061819.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NR45
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом