

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Nans Для Вб, Ифа — Q9Nr45

Артикул: CM0021266



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого NANS, валидированные для нокаутных исследований. Подходит для вестерн-блоттинга и ИФА. NANS — ключевой фермент биосинтеза сиаловой кислоты, необходимый для развития мозга и скелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано нокаутом] NANS кроличьи ппАт
Примечания/Алиасы	SAS; SEMDG; SEMDCG; HEL-S-100; NS
Вид	Человек
ID гена (человек)	54187
ID гена	54187
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 260–359 человеческого NANS (NP_061819.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NR45
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Холодовой пакет