

Моноклональное Антитело Против Nap1L1 Для Вб, Иф/Ик, Ифа — P55209

Артикул: CM0011995



введение

Кроличье моноклональное антитело против NAP1L1, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Распознает NAP1L1 человека, мыши и крысы — гистоновый шаперон, участвующий в сборке нуклеосом, репарации ДНК и нейрогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NAP1L1 кроличье мкАт
Примечания/алиасы	NRP; NAP1; NAP1L; NAP1L1
Вид	Человек
ID гена	4673
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P55209
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Холодовой пакет