

Кроличья Поликлональная Антитело Против Nap1L5 Для Wb И Elisa - Q96Nt1

Артикул: CM0023690

введение

Кроличья поликлональная антитело против NAP1L5, валидированная для Вестерн-блоттинга и ELISA, реагирует с антителами человека и мыши. Идеально подходит для исследования функции гистоновых шаперонов, нуклеосомной сборки и специфической для мозга хроматиновой динамики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NAP1L5 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	DRLM; NAP1L5
Вид	Человек
ID гена (человек)	266812
ID гена	266812
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-120 человеческого NAP1L5 (NP_715638.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q96NT1
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Холодовой пакет