

Поликлональное Антитело Кролика Против Narp Для Wb, Elisa — Q9H115

Артикул: CM0022761

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого NARP (SNAP-BETA), валидированное для WB и ELISA. Подходит для изучения везикулярного транспорта между ЭПР и аппаратом Гольджи, а также связанных с ним нарушений нейроразвития в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NARP Rabbit pAb
Примечания/синонимы	SNAPB; DEE107; SNAP-BETA; NARP
Вид	Человек
GeneID	63908
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-50 человеческого NARP (NP_071363.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H115
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом