

Кроличья Поликлональная Антитело К Napg (Gammasnarp) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q99747

Артикул: CM0016854

введение

Кроличья поликлональная антитело против NAPG (GAMMASNAP), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения везикулярного транспорта из эндоплазматической сети в Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NAPG Rabbit pAb
Примечания/Альяс	GAMMASNAP; NAPG
Вид	Человек
ID гена	8774
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-312 человеческого NAPG (NP_003817.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99747
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Сумка-холодильник