

Анти-Napg Кроличьи Поликлональные Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q99747

Артикул: CM0027963

введение

NAPG Rabbit pAb — это поликлональные антитела против гамма-растворимого белка прикрепления NSF (gamma-soluble NSF attachment protein), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью на человека, мышь и крысу. Подходят для исследований внутриклеточного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NAPG Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GAMMASNAP; NAPG
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8774
GeneID	8774
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-312 человеческого NAPG (NP_003817.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99747
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом