

Поликлональные Антитела Против Naprt Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q6Xqn6

Артикул: CM0018532



введение

Кроличьи поликлональные антитела против NAPRT, валидированные для WB и ELISA; обнаруживают NAPRT человека, мыши и крысы, цитозольный фермент размером ~58 кДа, катализирующий первый этап биосинтеза NAD из никотиновой кислоты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NAPRT Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NAPRT1; PP3856; NAPRT
Вид	Человек
ID гена (Человек)	93100
ID гена	93100
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 309-538 человеческого NAPRT1 (NP_660202.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6XQN6
Молекулярный вес белка	58kDa
Доставка	Сумка со льдом