

Поликлональные Антитела Anti-Napsa Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O96009

Артикул: CM0019652

введение

NAPSA Rabbit pAb обнаруживает напсин-А, аспартилпротеазу, участвующую в процессинге сурфактанта. Подходит для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью на крысу. Идеально подходит для исследований легких и почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NAPSA Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NAPSA; KAP; Kdap; NAP1; NAPA; SNAPA; напсин-А
Вид	Человек
GeneID	9476
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 64-190 человеческого NAPSA (NP_004842.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	O96009
Молекулярный вес белка	45 кДа
Доставка	Сухой лед