

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Nars Для Wb, Elisa — O43776

Артикул: CM0013639



введение

Поликлональное антитело кролика против NARS, валидированное для WB и ELISA, направленное против аспарагинил-тРНК-лигазы человека и мыши. Антитело нацелено на цитоплазматический фермент массой 63 кДа, играющий ключевую роль в синтезе белка и передаче клеточных сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NARS Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	NARS; ASNRS; NEDMILG; NEDMILEG
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4677
Идентификатор гена	4677
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 309–548 человеческого NARS (NP_004530.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O43776
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом