


Поликлональные Антитела Против Nasr Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P49321

Артикул: CM0027878



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого NASP (ядерный аутоантигенный сперматозоидный белок), валидированные для WB, IHC-P и ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для изучения сетей хаперонов гистонов и репликации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NASP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HMDRA1; FLB7527; PRO1999; NASP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4678
ID гена	4678
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 180-449 человеческого NASP (NP_689511.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49321
Молекулярный вес белка	85кДа
Доставка	В ледяном пакете