

Кроличья Моноклональная Антитело Против Nat1 Для If/Icc, Ифа — P18440

Артикул: CM0002913



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против NAT1, валидированное для иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА. Перекрестно реагирует с NAT1 человека, мыши и крысы (34 кДа). Идеально подходит для исследований метаболизма лекарств, фармакогеномики и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NAT1 кроличья мкАнт
Примечания/псевдонимы	AAC1; MNAT; NATI; NAT-1; NAT1
Вид	Человек
ID гена (человек)	9
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого NAT1 (P18440)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18440
Масса белка	34 кДа
Доставка	Хладоэлемент