

## Поликлональное Кроличье Антитело Против Nat1 Для Wb И Elisa — P18440

Артикул: CM0022140



### введение

Поликлональное кроличье антитело, направленное против человеческого NAT1 (ариламин-N-ацетилтрансферазы 1), валидированное для WB и ELISA. Распознаёт цитоплазматический фермент массой 34 кДа, участвующий в детоксикации лекарственных препаратов и биоактивации канцерогенов; подходит для фармакогенетических и токсикологических исследований.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | NAT1 Rabbit pAb                                                                                                                         |
| Примечания/синонимы       | AAC1; MNAT; NATI; NAT-1; NAT1                                                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                 |
| GeneID (человек)          | 9                                                                                                                                       |
| GeneID                    | 9                                                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-290 человеческого NAT1 (NP_001153646.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                  |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                 |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                               |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                                 |
| SWISS                     | P18440                                                                                                                                  |
| Молекулярная масса белка  | 34 кДа                                                                                                                                  |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                          |