


Мышиное Моноклональное Антитело Кролика Против Nat10 () Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии — Q9H0A0

Артикул: CM0011198



введение

Мышиное моноклональное антитело кролика против человеческого NAT10, валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Нацелено на РНК-ацетилтрансферазу, участвующую в стабильности мРНК и биогенезе рибосом. Идеально подходит для исследований в области ИВД и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	: кроличье античеловеческое моноклональное антитело к NAT10
Примечания/синонимы	ALP; Kre33; NET43
Вид	Человек
GeneID (человек)	55226
GeneID	55226
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 750-1025 человеческого NAT10 (Q9H0A0)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточное)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9H0A0
Молекулярная масса белка	116 кДа
Условия транспортировки	Хладагент