


Кроличье Моноклональное Антитело К Nat10 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0A0

Артикул: CM0003145



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к NAT10 (РНК-цитидинацетилтрансферазе). Валидировано для методов WB, IHC-P, ELISA; перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения ацетилирования мРНК и процессинга рРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к NAT10
Примечания/Синонимы	ALP; Кре33; NET43; NAT10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55226
GeneID	55226
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 750-1025 NAT10 человека (Q9H0A0)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H0A0
Молекулярная масса белка	116 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом