


Кроличья Моноклональная Антитело К Nat10 [Валидировано Методом Кд] Для Вб, Ип, If/Icc, Ihc-Р, Ифа — Q9H0A0

Артикул: CM0004693



введение

Кроличья моноклональная антитела, валидированная методом КД, нацеленная на человеческий NAT10 (РНК цитидин ацетилтрансфераза). Подходит для ВБ, ИП, IF/ICC, ИНС-Р, ИФА. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для изучения модификаций ас4С РНК и биогенеза рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к NAT10 [валидировано методом КД]
Примечания/Альтернативные названия	ALP; Kre33; NET43
Вид	Человек
ID гена (человек)	55226
ID гена	55226
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 676–1025 человеческого NAT10 (NP_078938.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИП, IF/ICC, ИНС-Р, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H0A0
Молекулярная масса белка	116 кДа / 107 кДа
Доставка	С холодильным пакетом