

Поликлональное Антитело Кролика Против Nat8 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Uhe5

Артикул: CM0030673

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий NAT8, подходит для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИHC-P) и иммуноферментном анализе (ELISA). Демонстрирует перекрестную реактивность с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований белковой ацетиляции, апоптоза и детоксикации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против NAT8 (pAb)
Примечания / Альтернативные названия	GLA, CML1, CCNAT, Hcm11, ATase2, TSC501, TSC510, NAT8
Вид	Человек
ID гена	9027 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 61-220 человеческого NAT8 (Q9UHE5)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ на парафиновых срезах (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT ID	Q9UHE5
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом