

Поликлональные Антитела Кролика К Nat8B (Cml2, Atase1) Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhf3

Артикул: CM0028096

введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика к NAT8B, валидированные для методов WB, IHC-P, ELISA. Распознают NAT8B человека, мыши и крысы (CML2/ATase1). Идеально подходят для изучения ацетилирования лизина в ЭПР и исследований нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела кролика к NAT8B
Примечания/Синонимы	CML2; Hcml2; NAT8BP; NAT8B
Вид	Человек
GeneID	51471
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 75-165 NAT8B человека (NP_057431.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UHF3
Молекулярная масса	25 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом