

Кроличья Поликлональная Антитело Против Nat9 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Bte0

Артикул: CM0030690

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого NAT9 (альфа/бета-тубулин-N-ацетилтрансфераза 9), подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследований ацетилирования тубулина и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NAT9 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	EBSP; hNATL; NAT9
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26151
GeneID	26151
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-207 человеческого NAT9 (NP_056469.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BTE0
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом