


Кроличья Моноклональная Антитело К Натриуретическому Пептиду А Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01160

Артикул: CM0007839



введение

Кроличья моноклональная антитело к натриуретическому пептиду А, валидированная для WB, IF-P, IHC-P, ELISA; перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой. Рекомбинантный иммуноген направлен против сердечного гормона, регулирующего артериальное давление, водно-электролитный баланс и ремоделирование сердечно-сосудистой системы. P01160.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к натриуретическому пептиду А
Примечания/алиасы	ANF; ANP; CDD; CDP; PND; ATFB6; ATRST2; CDD-ANF
Вид	Человек
GeneID (человек)	4878
GeneID	4878
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 26-151 человеческого натриуретического пептида А (NP_006163.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01160
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Холодовой пакет