


Моноклональное Антитело Anti-Nav1.5/Scn5A Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии В Парафиновых Срезах, Elisa - Q14524

Артикул: CM0009314



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело Anti-Nav1.5/SCN5A, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии в парафиновых срезах и ELISA. Специфично к человеческому Nav1.5, критически важно для исследований сердечной электрофизиологии и разработки IVD-тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Nav1.5/SCN5A
Примечания/Альтернативные названия	HB1; HB2; HN1; IVF; VF1; HBBB; ICCD; LQT3; SSS1; CDCD2; CMD1E; CMPD2; PFHB1; Nav1.5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6331
ID гена	6331
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 273-357 человеческого Nav1.5/SCN5A (NP_000326.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия в парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14524
Молекулярная масса белка	227 кДа/223 кДа/221 кДа/225 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом