


Моноклональное Антитело Anti-Nav1.5/Scn5A Для Wb, IHC-P, Elisa — Q14524

Артикул: CM0008136



введение

Кроличье моноклональное антитело против Nav1.5/SCN5A, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на потенциалзависимый натриевый канал сердца, необходимый для инициации потенциала действия. Идеально подходит для исследований сердечно-сосудистой системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb Nav1.5/SCN5A
Примечания/синонимы	HB1, HB2, HH1, IVF, VF1, HBBD, ICCD, LQT3, SSS1, CDCD2, CMD1E, CMPD2, PFHB1, Nav1.5
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6331
Идентификатор гена	6331
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 273-357 человеческого Nav1.5/SCN5A (NP_000326.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q14524
Молекулярная масса белка	221-227 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом