

Поликлональное Антитело Против Nbas Для Вб, Иф/Икк, Ифа - A2Rrp1

Артикул: CM0025204

введение

Аффинно очищенное кроличье поликлональное антитело против NBAS, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИКК и ИФА. Реагирует с NBAS человека и крысы. Исследовательский инструмент для изучения ретроградного транспорта из Гольджи в ЭПР и нейробластомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NBAS Rabbit pAb
Примечания/Альясы	NAG; SOPH; ILFS2; NBAS
Вид	Человек
ID гена (человек)	51594
ID гена	51594
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-70 NBAS человека (NP_056993.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	A2RRP1
Молекулярная масса белка	269 кДа
Доставка	Айс-пакет