

Поликлональное Антитело Против Nbeal2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q6Znj1

Артикул: CM0023962

введение

Кроличье поликлональное антитело NBEAL2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека. Идеально для изучения нейробеахиноподобного белка 2 в тромбопоэзе и развитии альфа-гранул. 303 кДа, UniProt Q6ZNJ1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело против NBEAL2, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	GPS; BDPLT4; NBEAL2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23218
GeneID	23218
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1800-2100 человеческого NBEAL2 (NP_055990.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6ZNJ1
Молекулярная масса белка	303 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом