


Кроличья Поликлональная Антитела Против Nbr1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q14596

Артикул: CM0030767



введение

Кроличья поликлональная антитела против NBR1, валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA, реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Адаптер аутофагии, участвующий в врожденном иммунитете и агрегации белков. Идеально подходит для исследований аутофагии и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NBR1 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	IAI3B; M17S2; MIG19; 1A1-3B; NBR1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4077
GeneID	4077
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1-85 человеческого NBR1 (NP_005890.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14596
Молекулярная масса белка	107 кДа
Доставка	Айс-пак