

Поликлональное Антитело Кролика Против Ncalд Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P61601

Артикул: CM0031026

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого нейрокальцина-дельта (NCALD). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований кальциевого сигналинга и нервной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NCALD Rabbit pAb
Примечания/Альяс	NCALD
Вид	Человек
ID гена (человек)	83988
ID гена	83988
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-193 человеческого NCALD (NP_114430.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61601
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Холодильный пакет