

Моноклональное Антитело Anti-Ncam (Cd56) Rabbit Polymab® Для Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa — P13591 / P1595

Артикул: CM0009762



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против NCAM (CD56) для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы; подходит для исследований в области нейронауки и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NCAM Rabbit PolymAb®
Примечания/синонимы	CD56; NCAM; MSK39
Виды	Человек/мышь
Идентификатор гена (человек)	4684
Идентификатор гена	4684/17967
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20–413 CD56 человека/мыши (NP_851996.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P13591/P1595
Молекулярная масса белка	95 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом