

Кроличья Моноклональная Антитела Против Ncam Для Wb, IHC-P, Elisa — P13591

Артикул: CM0003959



введение

Кроличья моноклональная антитела к человеческому NCAM (CD56, NCAM1), валидированная для вестерн-блота, иммуногистохимии и ELISA. Идеально подходит для изучения адгезии нейронов, роста нейритов и механизмов проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к NCAM
Примечания/Синонимы	CD56; NCAM; MSK39
Вид	Человек
GeneID (человек)	4684
GeneID	4684
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 758-858 человеческого NCAM (NP_000606.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13591
Молекулярная масса белка	95 кДа
Доставка	Холодовой пакет