

Поликлональное Антитело Против Ncam1/Cd56 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P13591

Артикул: CM0030658



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого NCAM1/CD56, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Важно для исследований нейронной адгезии и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NCAM1 / CD56 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	CD56; NCAM; MSK39; NCAM1 / CD56
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4684
GeneID	4684
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 759-858 человеческого NCAM1 / CD56 (NP_851996.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13591
Молекулярная масса белка	95 кДа
Доставка	В пакете со льдом