

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Ncam1/Cd56 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P13591

Артикул: CM0013084



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого NCAM1/CD56, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Распознаёт гомологи мыши и крысы; подходит для исследований клеточной адгезии нейронов, роста нейритов и взаимодействия с вирусными рецепторами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело NCAM1 / CD56
Примечания/синонимы	CD56; NCAM; MSK39; NCAM1 / CD56
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4684
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 759-858 человеческого NCAM1 / CD56 (NP_851996.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P13591
Молекулярная масса белка	95 кДа
Доставка	Пакет со льдом