

Анти-NcapH Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх, Ифа - Q15003

Артикул: CM0025483



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против NCAPH (субъединица 2 конденсинового комплекса), для применения в WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеком. Идеально подходят для исследований конденсации хромосом и клеточного цикла. SWISS: Q15003.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NCAPH кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	CAPH; BRRN1; CAP-H; MCPH23; NCAPH
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23397
ID гена	23397
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого NCAPH (NP_056156.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15003
Молекулярный вес белка	83 кДа
Доставка	Сумка со льдом