

Моноклональное Антитело Anti-Ncf4/P40-Phox Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15080

Артикул: CM0003235



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого NCF4/p40-phox (Q15080), валидированное для WB, IHC-P, IP, ELISA. Подходит для изучения функции NADPH-оксидазы фагоцитов и хронической гранулематозной болезни.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NCF4/p40-phox Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	NCF; CGD3; P40PHOX; SH3PXD4; NCF4/p40-phox
Вид	Человек
GeneID	4689
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 240-339 человеческого NCF4/p40-phox (Q15080)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15080
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом