

Поликлональные Антитела Против Anti-Ncf4/P40-Phox Для Wb, Elisa - Q15080

Артикул: CM0024308



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого NCF4/p40-phox, валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживают эндогенный p40-phox в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения комплекса NADPH-оксидазы в фагоцитарных клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NCF4/p40-phox Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NCF; CGD3; P40PHOX; SH3PXD4; NCF4/p40-phox
Вид	Человек
ID гена	4689
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-190 человеческого NCF4/p40-phox (NP_038202.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15080
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом