

Моноклональное Антитело Против Nck1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа - P16333

Артикул: CM0010320



введение

Кроличье моноклональное антитело к NCK1, валидированное для применения в WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА. Обнаруживает NCK1 человека, мыши и крысы (43 кДа, P16333). Направлено на адаптерный белок SH2/SH3, участвующий в сигналинге факторов роста, регуляции трансляции и ответе на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NCK1 Rabbit mAb
Примечания/алиасы	NCK; nck-1; NCKalpha; NCK1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4690
GeneID	4690
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого NCK1 (P16333))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P16333
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Хладоэлемент